















OTOSKOPE OTOSCOPES 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER-Otoskop	2.5 V 2.5 V 3.8 V 3.8 V	Vacuum Krypton Vacuum Halogen	166 + 43C 43 C 166 + 43C 43 C	99-001 99-801 99-00138 99-80138HA
	HEINE-Otoskop älteres Modell <i>old model</i>	2.5 V 3.8 V	Vacuum Vacuum	41A 41A	99-10125 99-10138
	TUTTLINGER-Otoskop	2.7 V 2.7 V 3.8 V 3.8 V	Vacuum Krypton Vacuum Halogen	42B 42B 42B 42B	99-10227 99-80227 99-10238 99-80238HA
	GOWLLAND-Otoskop	2.5 V 2.5 V	Vacuum Krypton	Gowlland #12 Gowlland #12	99-113 99-813



REKTOSKOPE RECTOSCOPESs 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER-Rektoskop	2.7 V 2.7 V 4.0 V	Vacuum Halogen Vacuum	40 B 40 B 40 B	99-00927 99-00927HA 99-009
	HEINE-Rektoskop	2.5 V 4.0 V	Vacuum Vacuum	104 104	99-28525 99-28540
	KLINOSTIK-Rektoskop	2.5 V 3.5 V	Vacuum Vacuum	K7 K7	99-29225 99-29235
	MORGAN-Rektoskop	3.5 V	Vacuum	A24	99-325

DIAPHANOSKOPE DIAPHANOSCOPE 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER-Diaphanoskop	8-10 V	Vacuum		99-014








PROKTOSKOPE PROCTOSCOPES 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER- Rekto-Proktoskop	2.5 V	Vacuum	412	99-32225 99-32238
		3.8 V	Vacuum	412	
	EFFNER-Proktoskop	2.5 V	Vacuum	426	99-01025 99-81025 99-01038 99-81038HA
		2.5 V	Krypton	426	
		3.8 V	Vacuum	426	
		3.8 V	Halogen	426	




ANALSPEKULUM ANALSPECULUM 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER-Analspekulum	2.7 V	Vacuum	168 + 44 D	99-01127 99-81127 99-01138 99-81138HA
		2.7 V	Krypton	168 + 44 D	
		3.8 V	Vacuum	168 + 44 D	
		3.8 V	Halogen	168 + 44 D	

AMNIOSKOPE AMNIOSCOPE 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER altes Modell <i>old model</i>	4.0 V	Vacuum	E655	99-181
	EFFNER neues Modell <i>new model</i>	4.0 V	Vacuum	E656	99-182

BRONCHOSKOPE BRONCHOSCOPE 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	JACKSON	4.0 V	Vacuum	62	99-232
	STORZ/NEGUS	4.0 V	Vacuum	63	99-233

Die Ersatzlampen für HEINE, KEELER, RIESTER, Neitz und WELCH ALLYN sind gesondert aufgeführt!
 Replacement lamps for HEINE, KEELER, RIESTER, Neitz and WELCH ALLYN are listed separately!

STIRNLAMPEN HEADLIGHTS Reduced scale	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER u.a. (Standardtype für alle gängigen Clar- und Jansen-Stirnlampen) <i>Standard type for all common Clar and Jansen headlights</i>	4.0 V, 0.5 A 6.0 V, 0.5 A 8-10V, 0.5A	Vacuum Vacuum Vacuum	709 + 56T 709 + 56T 709 + 56T	99-01240 99-01260 99-01210
	EFFNER, Ø 17.5 mm	8-10V, 0.5A	Vacuum		99-015
	STORZ (Ø 15 mm) STORZ (Ø 17.5 mm)	6.0 V, 6 W 6.0 V, 6 W	Vacuum Vacuum	E82 / 087284	99-433 99-433S
	Diverse Stirnleuchten	6.0 V, 5 W	Vacuum		99-450
	Diverse Clar Stirnleuchten	6.0 V, 0.5 A	Vacuum	E58A	99-43260
	Diverse Stirnleuchten	6.0 V, 2.4 A	Vacuum		99-3724
	Xenon-Batteriestirnleuchte	3 V, 0.45 A	Xenon		99-08137

KEHLKOPFSPIEGEL/ AUSLEUCHTLAMPEN THROAT MIRROR INSPECTION LAMPS 1:1	Geräte-Typ Device	Spannung Voltage	Gasfüllung Gas filling	Vergleichstyp Reference	Art.-Nr. Code-No.
	EFFNER-Kehlkopfspiegel Lampenträger Ø 5 mm <i>Throat mirror, Lamp carrier</i>	2.5 V 2.5 V 3.8 V 3.8 V	Vacuum Krypton Vacuum Halogen	167 + 45 D 167 + 45 D 167 + 45 D 167 + 45 D	99-00225 99-80225 99-00238 99-80238HA
	EFFNER-Ausleuchtampen Lampenträger Ø 3 mm <i>Inspection lamp</i>	2.7 V 4.0 V	Vacuum Vacuum	39 H 39 H	99-00327 99-00340
	EFFNER-Ausleuchtampen Lampenträger Ø 5 mm <i>Inspection lamp</i>	2.7 V 3.8 V	Vacuum Vacuum	168 + 44 D 168 + 44 D	99-01127 99-01138

**Die Ersatzlampen für HEINE, Keeler, Riester, Neitz und WELCH ALLYN sind gesondert aufgeführt!
Replacement lamps for HEINE, KEELER, RIESTER, Neitz and WELCH ALLYN are listed separately!**