

Stirnleuchten

Headlights



Fiberoptische Stirnleuchten	Fibre Optic Headlights
LED-Stirnleuchten	LED Headlights
Konventionelle Stirnleuchten	Conventional Headlights
Stirnspiegel	Head Mirrors
Spannungsquellen	Mains Adapters



**Fiberoptik
Stirnleuchten**
**Fibre Optic
Headlights**
OP-Stirnleuchte
OT Headlight

Moderne fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und hoher Lichtleistung. Leichtes, komfortables Kopfband, Spezialkabel mit Halteclips (Teilung im Kopfbereich) für optimalen Tragekomfort.

Modern focusable Fibre Optic Headlight with high performance optical system, wide focus range and powerful light spot. Light weight and comfortable headband, special cable with grown clips for long time use at highest comfort.

für allgemeine Chirurgie und HNO
geteiltes, armiertes Spezialkabel

for general surgery and ENT
bifurcated, shielded special cable



08-585-S

▶ 08-580-GR

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

▶ 08-580-S

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

▶ 08-585-GR

Kopfband mit Top, grau

headband with crossband, grey

▶ 08-585-S

Kopfband mit Top, schwarz

headband with top, black

für allgemeine Chirurgie und HNO
spezielles Monokabel

for general surgery and ENT
special monocable



08-580-GR-Mono

▶ 08-580-S-Mono

offenes Kopfband, Monokabel, schwarz

open headband, monocable, black

▶ 08-580-GR-Mono

offenes Kopfband, Monokabel, grau

open headband, monocable, grey

▶ 08-585-S-Mono

Kopfband mit Top, Monokabel, schwarz

headband with crossband,
monocable, black

▶ 08-585-GR-Mono

Kopfband mit Top, Monokabel, grau

headband with crossband, mono-
cable, grey

für lange Operationen,
superleichtes Spezialkabel

for long operations,
super lightweight special cable



08-585-S-Mono

▶ 08-590-GR

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

▶ 08-590-S

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

▶ 08-595-GR

Kopfband mit Top, grau

headband with crossband, grey

▶ 08-595-S

Kopfband mit Top, schwarz

headband with crossband, black



08-590-S



08-595-S

**Fiberoptik
Stirnleuchten**

**Fibre Optic
Headlights**

OP-Stirnleuchte

OT Headlight

- ▶ **08-360**
Moderne, fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungs-Optik für hellste Ausleuchtung bei maximaler Fokussierung. Leichtes, komfortables Stirmband. Lieferung ohne Adapter für Projektoranschluß (bitte gesondert bestellen). Kabel L=2,2 m. Bitte Reifenfarbe angeben: z.B.: schwarz (08-360-BL) oder grau (08-360-GR)
- ▶ **08-362**
wie 08-360, aber Projektorseite 90°
- ▶ **08-365**
wie 08-360, zusätzlich mit Kopfbügel
- ▶ **08-367**
wie 08-365, aber Projektorseite 90°



08-360-GR



08-365-GR

Mikrospot-Stirnleuchte

Microspot-Headlight

- ▶ **08-370**
für die Ausleuchtung kleinster Körperöffnungen. Ausstattung wie 08-360 (s.o.)
- ▶ **08-372**
wie 08-370, aber Projektorseite 90°
- ▶ **08-375**
wie 08-370, zusätzlich mit Kopfbügel
- ▶ **08-377**
wie 08-375, aber Projektorseite 90°



08-370-BL




08-375-BL

Lichtfleck

Spot sizes


- ▶ **08-360**
- ▶ **08-365**

Spot size
(dist. 30 cm)
ø 50-100 mm



- ▶ **08-370**
- ▶ **08-375**

Spot size
(dist. 30 cm)
ø 7-63 mm



08-362 / 08-367 / 08-372 / 08-377

**Fiberoptik
 Miniatur-Stirnleuchte**
08-325

OP-Miniaturstirnleuchte mit optimierter Optik: fokussierbar, Faserbündel- \varnothing 3.5 mm. Durch Doppellinsensystem kleiner und homogener Lichtfleck. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

**Fibre Optic
 Miniature Headlight**

Advanced operation theatre version of miniature Headlight: fibre bundle- \varnothing 3.5 mm, double lens system, small and homogenous light spot. Delivery without light source adapter.

08-327

Wie 08-325, aber Projektorseite 90°

Same as 08-325, but projector side 90°



08-325

**Einfache OP-Stirnleuchte mit
 Kopfbügelstirnband**
08-445

Einfache fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Der unterbrechungsfreie Faserbündelquerschnitt von 2,6 mm und die verstellbare Kleinoptik mit Linsensystem gewährleisten einen sehr hellen Lichtfleck. Größe und Richtung des Spots können beliebig justiert werden. Das ergonomische Stirnband mit Kopfbügel und zentraler Einhandverstellung sorgt für bequemen Sitz auch über längere Zeit. Ohne Adapter für Lichtquelle.

**Basic Miniature OT Headlight
 with crossband**

Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. The continuous fibre bundle of 2.6 mm diameter and the small optic effect a small and bright light spot. Size and direction of the spot can be adjusted. The ergonomic headband with crossband can be adjusted by one hand and provides comfortable wearing for long period of use. Without adapter for light source.



08-455

HNO-Modell Mikrofokus
08-455

Wie 08-445, aber mit hochwertiger Mikrofokus-Optik für besonders kleinen Lichtfleck

ENT-Model Microfocus

Same as 08-445 but with Microfocus lens for extra small light spot



08-327 / 08-447

Miniaturstirnleuchte mit Komfortstirnband

08-330

Fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Miniatur-Hochleistungs-Optik, Faserbündel- \varnothing 3,5 mm, heller/homogener Lichtfleck, ledergepolstertes Stirnband mit seitlichen Kopfstützen und Stellrad. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

Miniature Headlight with comfort headband

Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. Perfect view by very small optic. The fibre bundle diameter of 3.5 mm and the double lens system effect a small and homogenous light spot. With lateral head supports. Easily adjustable by hand wheel. Supplied without adapter for light source.



08-330

08-332

Wie 08-330, aber Projektorseite 90°

Same as 08-330 but projector side 90° angled

08-330CC

Wie 08-330, aber hitzefeste Projektorseite

Same as 08-330 but heat resistant projector side

08-332CC

Wie 08-330CC, aber Projektorseite 90°

Same as 08-330CC but projector side 90° angled

Miniaturstirnleuchte mit Kopfbügelstirnband

08-335

Wie 08-330, aber mit Kopfbügelstirnband

Same as 08-330 but with cross band and 2 wheel adjustment headband



08-335

08-337

Wie 08-335, aber Projektorseite 90°

Same as 08-335 but projector side 90°

08-335CC

Wie 08-335, aber hitzefeste Projektorseite

Same as 08-335 but heat resistant projector side

08-337CC

Wie 08-335CC, aber Projektorseite 90°

Same as 08-335CC but projector side 90°

08-335A

Wie 08-335, aber mit abnehmbarem Kabel

Same as 08-335 but exchangeable cable



08-335A

08-337A

Wie 08-335A, aber Projektorseite 90°

Same as 08-335A but projector side 90°

08-335AC

Wie 08-335A, aber hitzefeste Projektorseite

Same as 08-335A but heat resistant projector side

08-337AC

Wie 08-335AC, aber Projektorseite 90°

Same as 08-335AC but projector side 90°



08-332 / 08-337

Fiberoptische HNO-Stirnleuchte nach Clar

Klassische HNO-Stirnleuchte mit kleinem Hochleistungs-Spiegelreflektor für maximalen Reflektionsgrad ohne Sichtbehinderung. Untere Spiegeleinbuchtung zur optimalen, monokularen Sicht. Komplett mit integriertem 2.2 m Glasfaserkabel und gepolstertem Stirnreif mit Schnellverstellung. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

▶ 08-312

Fiberoptik HNO-Stirnleuchte nach Clar.

▶ 08-313

Wie 08-312, aber Projektorseite 90°

Fibre Optic ENT Headlight by Clar

Classical ENT Headlight with small high performance concave mirror for optimal reflection without any restriction of view. The down sided indentation offers a monocular view. Complete with light weight fibre optic cable of 2.2 m and easily adjustable leather bolstered headband by two wheels for width and height. Supplied without adapter for light source.

Fibre Optic ENT Headlight by Clar.

Same as 08-312 but projector side 90°



08-312

HNO-Stirnleuchte Mikrofokus, Kaltlicht

▶ 08-355

Stirnleuchte mit stufenlos variablem Mikrofokus zur blendfreien Tiefenausleuchtung. Durch kleinen Lichtaustritt und verstellbarer Kleinoptik optimales Sichtfeld. Komplett mit 2,2 m F/O-Kabel (Faserbündel ø 3,5 mm) und ledergepolstertem Kopfbügel-Stirnreif. Ohne Adapter für Lichtquelle.

▶ 08-357

Wie 08-355, aber Projektorseite 90°

▶ 08-350

Wie 08-355, aber Stirnband ohne Kopfbügel

▶ 08-352

Wie 08-350, aber Projektorseite 90°

ENT Headlight Microfocus, fibre optic

Headlight with stepless variable micro focus for intensive depth illumination. Very small focus. 2.2 m F/O cable (fibre bundle ø 3.5 mm). Ergonomic and leather bolstered headband with crossband. Supplied without adapter for light source.

Same as 08-355 but projector side 90°

Same as 08-355 but head band without cross band

Same as 08-350 but projector side 90°



08-350



08-355



08-313 / 08-352 / 08-357

**Stirnleuchten nach Clar
Modern Line**

**Headlights by Clar
Modern Line**

Stirnleuchte Clar S131

Headlight Clar S131

Hochkomfortable klassische Stirnleuchte nach Clar, 6 V, 2,4 W. Reflektorspiegel, Licht fokussierbar. Keine Sichtbehinderung in Blickrichtung. Komfortabler Stirnreif mit Schnellverstellung. Gewicht ca. 200 g, Kabel 2 m, Bananenstecker.

Classical ENT-headlight by Clar, 6 Volt, 2.4 Watt. Special coated concave mirror. Adjustable light focus. Comfortable headband with adjustment wheel. Weight approx. 200 g, 2 m cable, banana plugs.



08-13106

▶ **08-13106**

Stirnleuchte Clar S131, ø 55 mm

Headlight Clar S131, ø 55 mm

▶ **08-14106**

Stirnleuchte Clar S131, ø 98 mm

Headlight Clar S131, ø 98 mm



08-14106

LED-Stirnleuchte Clar

LED-Headlight Clar

Klassische Standard-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-ø 55 mm und innovativer LED-Technologie. Leichtes, komfortables Modell.

Classical standard headlight by Clar with mirror-ø 55 mm and LED-technology. Light weight, comfortable headlight.

▶ **08-13110**

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm kabellos, mit Batteriebox (3x Typ AA) am Reifen

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm wireless, with battery box (3x type AA) at the headband



08-13110

▶ **08-13150**

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm für Netzbetrieb mit Steckertrafo 230 V

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm with 230 V power adapter

**Stirnleuchten nach Clar
Classic line**
**Headlights by Clar
Classic Line**
Stirnlampe Clar F
Headlight Clar F

Ergonomischer, gepolsterter Stirnreif, Lichtfokussierung per Drehknopf, leicht wechselbarer Spiegel, 2 m teilbares Kabel, Bananenstecker

Foam bolstered ergonomic headband, light beam focusable by control knob, easily replaceable mirror, 2 m divisible cord with banana plugs

08-15106

Spiegel ø 55 mm, für Spannungsquelle 6 V

Mirror ø 55 mm, for power source 6 V

08-154

Ersatzspiegel mit Rahmen für Clar F

Spare mirror for Clar F with frame



08-15106

Stirnlampe Clar S, ø 55 mm
Headlight Clar S, ø 55 mm

Reflektorhohlspiegel ø 55 mm, verstellbarer, ergonomischer Stirnreif, 2 m Zuleitung, Bananenstecker

Concave mirror ø 55 mm, adjustable ergonomic head band, 2 m cord with banana plugs

08-12106

Für Spannungsquelle 6 V

For power source 6 V



08-12106

Stirnlampe Clar S, ø 98 mm
Headlight Clar S, ø 98 mm

Reflektorhohlspiegel ø 98 mm, verstellbarer, ergonomischer Stirnreif, 2 m Zuleitung, Bananenstecker

Concave mirror ø 98 mm, adjustable ergonomic headband, 2 m cord with banana plugs

08-11106

Für Spannungsquelle 6 V

For power source 6 V



08-11106

Hochleistungs-Stirnleuchte

High Power Head light

08-815

Kabellose Hochleistungs-Stirnleuchte, fokussierbar, Helligkeit komfortabel mit Touch-Dimmer einstellbar, flexibles, komfortables Stirnband für langen Einsatz, Set mit 2 Akkus für bis zu 7 stündigen Dauereinsatz ohne zu laden. Längere Einsatzzeiten möglich mit weiteren Akkus.

weitere Ausstattungen und Modelle auf Anfrage

Wireless High Power Head light Focusable wide range of light spot, illumination dimmable by a comfortable Touch Dimmer, flexible highly comfortable headband for long wearing without headache, set includes 2 batteries for use up to 7 hours without charging. Longer use possible with extra batteries.

Various options and models on request



08-815-S

08-825

Fokussierbare Stirnleuchte mit Hochleistungs-LED; komfortables Stirnband, extrem leichtgewichtig, LiPo-Akkubox mit Gürtelclip und integriertem „Touch“-Dimmer

In Set enthalten:
Stirnleuchte, 1x Akku 08-205-825, Steckerladegerät 10-10780

High performance, focusable headlight with High-Power-LED; no batteries at the headband for lowest weight and highest comfort. LiPo battery pack with belt clip, adjustable light intensity by „Touch dimmer“

Set includes:
Headlight, 1x rechargeable battery pack 08-205-825, wall plug charger 10-10780



08-825

Ersatzteile

Spare parts

08-205-815

Wechselakku LiPo für 08-797 und 08-815

LiPo spare battery for 08-797 and 08-815

08-205-825

LiPo Batterie-Pack, ohne Bild

LiPo battery pack, without picture

10-10815

Externes Ladegerät für 08-815 und 08-797

External charger for 08-815 and 08-797

10-10780

Steckerladegerät für 08-825 (und 08-741, 08-780, 08-785)

Wall plug charger for 08-825 (and 08-741, 08-780, 08-785)

08-815K

Koffer für Stirnleuchten

Hard case for headlights

08-825K

repräsentatives Softcase (Koffer) für Stirnleuchte 08-825, 08-785, etc.

representative Softcase for Headlights 08-825, 08-785, etc



08-205-815



10-10815

LED Stirnleuchten

LED Headlights

OP Stirnleuchte

OT Headlight



08-780-S



08-785-S



08-795-W



08-795-S



08-790-S



08-797-S

▶ 08-780

Moderne fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Leichtes, komfortables und flexibles Kopfband, leistungsfähiger Li-Ion-Akku mit Gürtelclip, für längere OP geeignet. Lieferung inkl. Ladegerät. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-780-S), grau (08-780-GR)

Modern focusable LED headlight with powerful optical system, wide focus range and sharp limited light spot. Light weight, flexible and comfortable headband. Li-Ion battery box with belt clip, suitable for long surgery. Delivery including charger. Also available in warm white light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-780-S) or grey (08-780-GR)

▶ 08-785

Wie 08-780, aber Stirmband mit Kopfbügel

Same as 08-780 but headband with crossband

▶ 08-795

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, extrem großem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Höchste Mobilität durch komplett kabellose Stromversorgung. Leichtes, komfortables Kopfband. Leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert. Lieferung inkl. Ladegerät. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-795-S), weiß (08-795-W)

Wireless, modern, focusable LED headlight with powerful optical system, wide range of focus and sharp limited light spot. Highest mobility by completely wireless power supply. Light weight and comfortable headband. Powerful and long lasting Li-Ion battery box attached to the headband, delivery including charger. Also available in warm white light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-795-S), white (08-795-W)

▶ 08-790

Wie 08-795, aber offenes Stirmband ohne Kopfbügel

Same as 08-795 but headband without crossband

▶ 08-797 mit Wechselakku

Wie 08-795, jedoch mit Wechselakku


Exchangeable Battery

Same as 08-795 but with exchangeable battery

Lichtfleck

Light spot:

Abstand [cm]	Fleck - ø [mm]	Distance [cm]	Spot - ø [mm]
20	8 - 35	20	8 - 35
30	9 - 55	30	9 - 55
40	12 - 75	40	12 - 75



LED Stirnleuchten mit Ladeständer

Kabellose, moderne LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik und Mikrofokus, großem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Leistungsfähiger Lilon-Akku; Lieferung mit Ladeständer oder Wandhalter, inkl. Ladegerät, direkte Ladung am Stirnreifen unabhängig vom Ladeständer möglich. Mit automatischer Ein- und Abschaltfunktion. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben).

LED Headlights charging stand

Modern wireless LED Head light with powerful optical system and Microfocus, wide range of focus and sharp limited light spot. Powerful, Lilon rechargeable battery. Set includes charging stand or wall unit and charger. Charging also possible without stand or wall unit. Automatic switch on or off when the head light is in use or hung up at the stand. Also available in warm white light (please specify in your order).



08-795AL-S

mit Ladeständer

Charging stand

▶ **08-795AL-S**

Stirnleuchte mit Ladeständer und Ladegerät

Headligh with charging stand

▶ **08-795ALW-S**

Stirnleuchte mit Wandhalter

Headligh with wall holder



Komponenten und Ersatzteile

Components and spare parts

▶ **08-795A-S**

Stirnleuchte für Ladeständer

Headlight for use with charging stand

▶ **10-11795**

Ladeständer

Charging stand

▶ **10-11795-K**

Wandhalter mit Ladefunktion

Wall unit with charging function

▶ **10-10795**

Steckerladegerät (ohne Bild)

Wall plug Charger

▶ **08-335P**

Ersatzpolster

Spare leather bolster



10-11795



10-11795-K

LED Stirnleuchten

LED-Headlights

OP Stirnleuchte

Power-LED-Headlights

▶ 08-796-S-1

Kabellose, moderne, fokussierbare HNO-Stirnleuchten mit LED-Technologie und Hochleistungsoptik, Autoswitch-Off-Funktion, dimmbar, extrem großem Stellbereich, scharf abgegrenztem Lichtfleck, abnehmbarer, leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert, Lieferung inkl. Ladegerät.

Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben)
 Reifenfarbe weiß auf Anfrage.

Im Set enthalten:

Akkupack (08-205-815)

Ladegerät 10-10795

Option: Ladestation für 2 Akkus (10-10815)

Wireless, modern, focusable ENT-Headlight with LED technology and powerful optical system, autoswitch off feature, wide range of focus, dimmable, sharp limited light spot, removeable Li-Ion battery box, long lasting Li-Ion battery box attached to the headband, including charger.

Also available in warm light (please specify when ordering)
 White headband on request.

Set includes

1x Battery Pack (08-205-815)

Charger 10-10795

Option: Charging station for 2 batteries (10-10815)



08-796-S-1

▶ 08-806-S-1

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchten mit Hochleistungsoptik, neuestes Design, **komfortabler, weicher Stirnreif**, Autoswitch-Off-Funktion, Touch-Dimmer, scharf abgegrenztem Lichtfleck, großem Stellbereich, abnehmbarer, leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert, Lieferung inkl. Ladegerät.

Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben)
 Reifenfarbe weiß auf Anfrage.

Im Set enthalten:

Akkupack (08-205-815)

Ladegerät (10-10795)

Option: Ladestation für 2 Akkus (10-10815)

Wireless, modern, focusable LED Headlight with powerful optical system, latest design, **comfortable and soft headband**, Autoswitch off feature, wide range of focus, touch dimmer, sharp limited light spot, removeable Li-Ion battery box, long lasting Li-Ion battery box attached to the headband, including charger.

Also available in warm light (please specify when ordering)
 White headband on request.

Set includes

1x Battery Pack (08-205-815)

Charger (10-10795)

Option: Charging station for 2 batteries (10-10815)




08-806-S-1

Lichtfleck

Light spot:

Abstand [cm]	Fleck - ø [mm]	Distance [cm]	Spot - ø [mm]
20	8 – 35	20	8 – 35
30	9 – 55	30	9 – 55
40	12 – 75	40	12 – 75



LED Stirnleuchten

LED-Headlights

Hochleistungsstirnleuchte

Neuheit!

08-807

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungs-optik; komfortabler, weicher Stirnreif, Autoswitch-Off-Funktion, Touch-Dimmer, extrem hellen Lichtfleck, 1x abnehmbarer, leistungsfähiger LiPo-Akku am Kopfband integriert, Lieferung inkl. Ladegerät.

Im Set enthalten:

Stirnleuchte
 2x Akkupack (08-205-815)
 Ladegerät (10-10778)
 Koffer (08-815K)

High Power LED Headlight

New Model!

Wireless, modern, focusable LED Headlight with extremely powerful optical system; comfortable and soft headband, Autoswitch off feature, touch dimmer, extremely bright light spot, 1x removable, long lasting LiPo battery attached to the headband, including charger.

Set includes:

Head light
 2x Battery pack (08-205-815)
 Charger (10-10778)
 Transport case (08-815K)



Lichtfleck

Light spot:

Arbeitsabstand Distance	Spot ø [mm] Minimum	Spot ø [mm] Maximum	Maximum Lux
20 cm	25	36	148.000
25 cm	31	46	121.000
30 cm	38	55	100.000
40 cm	53	85	60.000
50 cm	68	110	40.000
60 cm	80	135	28.000

08-807

LED-Stirnleuchten
LED-Headlights
LED-Mikro-Stirnleuchte
LED-Micro-Headlight
▶ 08-770

Leistungsstarke, fokussierbare LED-Stirnleuchte. Superleichtes, komfortables Modell mit Miniatur-Batteriebox und hoher Batterielaufzeit

High performance, focusable headlight. Extremely light weight, comfortable headlight with small battery box and long battery life time.



08-770

▶ 08-770W

wie 08-770, aber mit warmweißem Licht

same as 08-770 but with warm light



08-778

▶ 08-778

wie 08-770, jedoch mit LiPo Akku und Ladegerät, Laufzeit mit einer Ladung ca. 3,5 Std.

same as 08-770 but with rechargeable LiPo battery and charger, runtime about 3,5 h

▶ 08-205-815

Akku für 08-778

rechargeable battery for 08-778



08-205-815

▶ 08-205-815

Ladegerät für 08-778

Charger for 08-778



10-10778

Spannungsquellen
Headlights and Mirrors
Ersatzteile für Stirnlampen und Stirnspiegel
Components for Headlights and Mirrors

▶ 99-3724 Ersatzlampe 6 V, 400 mA	Spare bulb 6 V, 400 mA
▶ 08-114 Ersatzspiegel für Clar S, ø 98 mm für 08-11106 und 08-14106	Mirror for Clar S, ø 98 mm for 08-11106 und 08-14106
▶ 08-124 Ersatzspiegel für Clar S, ø 55 mm für 08-12106 und 08-13106	Mirror for Clar S, ø 55 mm for 08-12106 and 08-13106
▶ 08-154 Ersatzspiegel mit Fassung für Clar F, ø 55 mm für 08-15106	Mirror incl. frame for Clar F, ø 55 mm for 08-15106
▶ 08-335-P4 Ersatzschaumpolster, Dermo Pad, schwarz, alternativ zu Lederpolster, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, hält die Haut trocken, schafft ein angenehmes und komfortables Gefühl	Replacement foam bolster, Dermo Pad, black, alternative to leather bolster, breathable, excellent moisture absorption, ensuring dry skin, creating a pleasant and comfortable sensation



99-3724



08-335-P4

Spannungsquellen
Power sources
Steckernetzteil für Stirnleuchten
Wall plug transformer for headlights

▶ 10-10216 Spannungsausgang 6 V, max. 1,5 A, 2x Bananenbuchse	Output voltage 6 V, max. 1.5 A, 2x banana plug
---	--

Steckernetzteil für Nystagmusbrillen
Wall plug transformer for Nystagmus Spectacles

▶ 10-10214-2 Spannungsausgang 4 V, max. 1,5 A, 2x Bananenbuchse	Output voltage 4 V, max. 1.5 A, 2x banana plug
---	--

▶ 10-10002 Kabel-Zwischenschalter	Cord switch
---	-------------



10-10216 / 10-10214-2



10-10002