

Kaltlichtquellen

Fibre Optic Light Sources



Halogen Kaltlichtquellen

Xenon Kaltlichtquellen

Lichtgriffe


Trägersysteme

Halogen Fiber Optic Light Sources

Xenon Fiber Optic Light Sources

Light Handles

Trolley Systems




LED Lichtquellen

LED Light Sources

12-300-25-LA

LED Lichtquelle 2500:
 stufenlose Helligkeitsregulierung
 LED-Lebensdauer > 20.000 Betriebs-
 stunden, Lichtintensität ähnlich 180 W
 Xenon, Tageslichtqualität:
 CRI 70, ~6500 K, Videoeingang (BNC),
 Anschluss wahlweise: Storz, Wolf,
 Olympus (bitte angeben)

LED light source 2500:
 stepless illumination control, lamp
 lifetime > 20.000 h, light intensity
 similar to 180 W Xenon, daylight
 quality: CRI 70, ~6500 K, video input
 terminal (BNC), light guide connection
 optionally: Storz, Wolf, Olympus
 (please specify)



12-300-25-LA

12-500L-A

Hochleistungs-LED Lichtquelle 3000:
 stufenlose Helligkeitsregulierung
 LED-Lebensdauer > 10.000 Betriebs-
 stunden, Lichtintensität ähnlich 300 W
 Xenon, Videoeingang (BNC),
 Tageslichtqualität: CRI 90, ca. 6500 K,
 Anschluss wahlweise: Storz oder Wolf
 (bitte angeben)

High power LED light source 3000:
 stepless illumination control, lamp
 lifetime > 10.000 h, light intensity simi-
 lar to 300 W Xenon, daylight quality:
 CRI 90, approx. 6500 K, video input
 terminal (BNC), light guide
 connection optionally: Storz or Wolf
 (please specify)



12-500L-AT

12-500L-AT

Wie 12-500L-A, jedoch mit Turret-Adap-
 ter (Storz, Wolf, Olympus, ACMI)

Same as 12-500L-A but with turret
 connection (Storz, Wolf, Olympus, ACMI)

Halogen Kaltlichtquellen

Halogen Light Sources

Halogen Kaltlichtquelle HL 150

Fibre Optic light source HL 150

12-0150

150 W Halogenlampe, Helligkeit
 mechanisch dimmbar, bei konstant
 weißem Licht, Standardanschluss
 Storz, weitere auf Anfrage

150 W halogen lamp, adjustable by
 diaphragm, constantly white colour,
 standard light guide connection Storz,
 others on request



12-0150

Xenon Kaltlichtquellen

Xenon Light Sources

Xenon Hochleistungs-Kaltlichtquelle 300W

Xenon High Power Light Source 300W

▶ 12-500X

Optimale Farbwiedergabe, Farbtemperatur ≈ 5600 K, Helligkeit dimmbar, geringe Wärmeentwicklung, Standardanschluss Storz, weitere auf Anfrage

Optimal colour rendering, colour temperature ≈ 5600 K, low heat, dimmable, standard light guide connection Storz, others on request

▶ 12-500X-AT

Wie 12-500X, aber mit Videoeingang (BNC) für Helligkeitsautomatik, Turret-Adapter

Same as 12-500X but with video input terminal (BNC) for automatic light intensity control, turret connection



12-500X



12-500X-A



Automatic light intensity control



Turret connection



12-500X-AT

Lichtgriffe

Light Handles

Mobile Lichtquellen für Endoskope, lieferbar mit Xenon oder LED-Licht

Mobile Light Sources for Endoscopes, available with Xenon or LED Light

▶ 15-250-36

Systemlichtgriff mit max. Xenon-Licht, geringe Baugröße, autoklavierbar, 3x Typ AAA Batterien, Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221), extra bestellen

System light handle, max. Xenon light, min. size, autoclavable, 3x type AAA batteries, adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221), to be ordered additionally



15-250-36

▶ 15-250-36-LED

Systemlichtgriff, max. LED-Licht, geringe Baugröße, autoklavierbar, 3x Typ AAA Batterie, Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221), extra bestellen

System light handle, max. LED-light, min. size, autoclavable, 3x type AAA batteries, adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221), to be ordered additionally



12-222 C

12-222

12-224

12-221

12-221 C

High Power LED-Lichtgriff

High Power LED Light handle

▶ 15-741

LED-Lichtgriff inklusive Li-Ion-Akkubox und Ladegerät. Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221), extra bestellen

LED-light handle inclusive Li-Ion rechargeable battery pack and charger adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221) to be ordered additionally



15-741

▶ 10-10780

Ladegerät für Li-Ion-Akkubox

Charger for Li-Ion rechargeable battery pack

▶ 08-205-780

Li-Ion-Akkubox

Li-Ion rechargeable battery pack

▶ 15-760

LED-Lichtgriff mit USB Anschluss incl. Anschluss Storz, Akku und Ladegerät

LED Light handle with USB plug incl. Storz connector, battery and charger



15-760-00

▶ 15-760-00

LED-Lichtgriff mit USB Anschluss

LED Light handle with USB plug

