

Proktologie

Proctology



Anal- und Rektalspekula	Anal and Rectal Specula
Proktoskope	Proctoscopes
Rektoskope	Rectoscopes
Ligatoren und Zubehör	Ligators and Components
Zangen, Sonden, Sauger	Forceps, Probes, Suction Tubes



Spekula und Retraktoren Specula and Retractors

Analoskopium nach Roschke Anal Speculum by Roschke

Das Analoskopium nach Roschke ist unverzichtbar zur schonenden und sicheren Diagnose. Aus Edelstahl.

The Anal Speculum by Roschke is an essential instrument for considering and reliable diagnosis. Stainless steel.

▶ 06-103

Analoskopium

Anal Speculum

▶ 12-103

Analoskopium mit Anschluss für Fiberoptikbeleuchtung

Anal Speculum with connector for fibre optic illumination



06-103

Ersatzteile für Analoskopa nach Roschke

Components for Anal Speculum by Roschke

▶ 12-610

Gebogener Kaltlichtstab ohne Adapter

Bent connector for fibre optic illumination without adapter

▶ 06-0209

Gerader Kaltlichtstab ohne Adapter

Straight connector for fibre optic illumination without adapter



12-103

Spekulum nach Bodenhammer Speculum by Bodenhammer

▶ 06-201

Rektalspekulum nach Bodenhammer

Rectal Speculum Bodenhammer pattern

▶ 06-205

Wie 06-201, aber mit Anschluss für Fiberoptikbeleuchtung, Anschluss Storz / Wolf / ACMI

Same as 06-201S but with connector for fibre optic illumination, connection type Storz / Wolf / ACMI



06-205

Spekulum nach Sims

Speculum by Sims

▶ 12-603

Sims-Rektalspekulum, kleines Instrument

Sims Rectal Speculum, small size

▶ 12-602

Wie 12-603, aber mit Anschluss für Fiberoptikbeleuchtung, Anschluss Storz / Wolf / ACMI

Same as 12-603 but with connector for fibre optic illumination, connection type Storz / Wolf / ACMI

▶ 12-609

Sims-Rektalspekulum, großes Instrument

Sims-Rectal Speculum, large size

▶ 12-608

Wie 12-609, aber mit Anschluss für Fiberoptikbeleuchtung, Anschluss Storz / Wolf / ACMI

Same as 12-609 but with connector for fibre optic illumination, connection type Storz / Wolf / ACMI



12-602

Spekula und Retraktoren Specula and Retractors
Anuskop nach Hirschmann
Anuscope by Hirschmann

ø Tubus/ ø tube	Nutzlänge/ Working length	o. Beleuchtung/ without illumination	mit F/O- Beleuchtung/ with f/o- illumination
mm	mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
16	60	05-316	12-316
19	70	05-319	12-319
24	90	05-322	12-322



05-319




12-316

Proktoskope
Proctoscopes
12-101

Kaltlichtproktoskop mit Tubus nach
Blond, im Kunststoffkoffer
Anschluss Wolf
(12-100, 05-903)

Fibre optic Proctoscope with conical
Blond tube, in plastic case
connection type Wolf
(12-100, 05-903)



12-101

Zubehör für Proktoskope
Components for Proctoscopes
12-100

Kaltlichtgriff mit Kopfstück

Fibre optic handle with head end

12-244 H

Adapter Storz

Adapter Storz

99-001

Glühlampe, kurz, 2,5 V für Batteriegriff

Bulb, short, 2.5 V for battery handle



12-100



12-244 H

Proktoskop-Tuben

Proctoscope Tubes

Konische Proktoskop-Tuben nach Blond, mit seitlichem Ausblick

Conical Proctoscope Tubes by Blond, with lateral fenestra

▶ 05-903 ø 18:24 mm, Nutzlänge 75 mm	ø 18:24 mm, working length 75 mm
▶ 05-90301 Wie 05-903, aber mit rundem Fenster	Same as 05-903 but with circular fenestra
▶ 05-904 ø 15:23 mm, für Kinder, Nutzlänge 75 mm	ø 15:23 mm, for children, working length 75 mm
▶ 05-905 ø 18:25 mm, Nutzlänge 105 mm	ø 18:25 mm, working length 105 mm



Ersatzteile für Proktoskop-Tuben nach Blond


Components for Proctoscope Tubes by Blond

▶ 05-5998 Spiegel und Spitze für 05-904	Mirror and nose for 05-904
▶ 05-5999 Spiegel und Spitze (nicht für 05-904)	Mirror and nose (not for 05-904)

Anuskope mit Mandrin

Anusscopes with Obturator

▶ 05-917 ø 21 mm, abgeschrägt, Nutzlänge 80 mm	ø 21 mm, bevelled working length 80 mm
▶ 05-9171 ø 26 mm, Nutzlänge 60 mm	ø 26 mm, working length 60 mm
▶ 05-9172 ø 24 mm, Nutzlänge 80 mm	ø 24 mm, working length 80 mm



Zylindrischer Proktoskop-Tubus mit geradem Ausblick u. Mandrin

Cylindrical Proctoscope Tube with straight view and Obturator

▶ 05-916 ø 21 mm, geschlitzt, Nutzlänge 120 mm	ø 21 mm, with slot, working length 120 mm
--	---



Proktoskope

Proctoscopes

Proktoskope nach Morgan

Proctoscopes by Morgan

Aus Edelstahl, mit integrierter Halterung für Kaltlichtbeleuchtung.

Made of stainless steel. Integrated bajonet holder for f/o illumination.

05-18200

ø 20 mm, Nutzlänge 6,5 cm

ø 20 mm, working length 6.5 cm

05-18240

ø 24 mm, Nutzlänge 6,5 cm

ø 24 mm, working length 6.5 cm

Kaltlichtstab für Proktoskope nach Morgan

Fibre optic Illumination for Proctoscopes by Morgan

05-18260

Anschluss Storz, Wolf, ACM

Connectors type Storz, Wolf, ACM

Einwegproktoskope

Disposable Proctoscope

Hochwertiges Einwegproktoskop, Spitze abgeschrägt. Lieferung nur in vollen VE. Einzeln verpackt, unsteril

High-class disposable proctoscope. Delivery only in complete units. Packed non sterile, each in plastic bag.

05-350-01

ø 23 mm, Nutzlänge 54 mm, VE 200 Stk.

ø 23 mm, working length 54 mm, Qty. 200 pcs

05-350-02

ø 29 mm, Nutzlänge 59 mm, VE 130 Stk.

ø 29 mm, working length 59 mm, Qty. 130 pcs

Kaltlichtstab für Einwegproktoskope

Fibre optic illumination for Disposable Proctoscope

12-160


Für 05-350-01, 05-350-02, Anschluss Storz, Wolf, ACM

For 05-350-01, 05-350-02, Connector type Storz, Wolf, ACM

12-170

wie 12-160, aber gerader Kaltlichtstab, für Eschmann Proktoskop

same as 12-160 but straight connector for fibre optic illumination, for Eschmann Proctoscope



05-18200

05-18240



05-350 + 12-160



12-160



12-170

Kaltlicht-Rektoskope

12-104

Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn (Anschluss Wolf) inkl. Verschlussdeckel und Teleskop-Optik, Griff, Doppelgebläse
 Kaltlicht-Rektoskop: Tubus ø 20x300 mm mit Mandrin und Lichtträger

12-105

Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn (Anschluss Wolf) inkl. Verschlussdeckel und Teleskop-Optik, Griff, Doppelgebläse
 Kaltlicht-Rektoskop nach Strauß: 3x Rektoskop-Tubus ø 20 mm (L = 200, 250 und 300 mm) mit Mandrin und Lichtträger

12-107

Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn (Anschluss Wolf) inkl. Verschlussdeckel und Teleskop-Optik, Griff, Doppelgebläse
 Kaltlicht-Rekto-Proktoskopset: Rektoskoptubus ø 20x250 mm mit Mandrin und Lichtträger, Anoskop-tubus 80 mm mit Mandrin, Proktoskoptubus mit Seitenfenster, kurzer Lichtträger

12-244H

Adapter für Rektoskope zum Anschluss von Storz-, Olympus-, Aesculap-Kabeln

12-105K

Koffer für Rektoskope

Fibre optic Rectoscopes

Rectoscope- head with two-way stop cock (connector Wolf) incl. cover and telescope-optic, handle, double blower
 Fibre optic Rectoscope: Tube ø 20x300 mm with obturator and light pipe

Rectoscope- head with two-way stop cock (connector Wolf) incl. cover and telescope-optic, handle, double blower
 Fibre optic Rectoscope by Strauß: 3x Rectoscope tubes ø 20 mm (l = 200, 250 and 300 mm) with obturator and light pipe

Rectoscope- head with two-way stop cock (connector Wolf) incl. cover and telescope-optic, handle, double blower
 Fibre optic Recto-Proctoscope set: Rectoscope tube ø 20x250 mm with obturator and light pipe, Anoscope tube 80 mm with obturator, Proctoscope tube with lateral fenestra, short light pipe

Adapter for rectoscopes to connect f/o cable type Storz, Olympus, Aesculap

Case for rectoscopes

Xenon-Batterielichtgriffe für Rektoskope, autoklavierbar

15-250

Batterielichtgriff 2,5 V (2x Typ AAA), ohne Adapter

99-90129

Ersatzlampe 2,5 V Xenon

99-90136

Ersatzlampe 2,5 V LED

15-250-36

Akkugriff 3,6 V (3x Typ AAA) ohne Adapter

99-90228

Ersatzlampe 3,6 V Xenon

12-222

Adapter Typ Wolf

12-224

Adapter Typ Storz/Olympus

Xenon battery Light Handles for rectoscopes, autoclavable

Battery handle 2.5 V (2x type AAA, non rechargeable), without adapter

Spare bulb 2.5 V Xenon

Spare bulb 2.5 V LED

Battery handle 3.6 V (3x type AAA, rechargeable), without adapter


Spare bulb 3.6 V Xenon

Adapter type Wolf

Adapter type Storz/Olympus



12-104



12-105



12-107



15-250


**Griffe und Kopfstücke
für Rektoskope**
**Handles and heads
for Rectoscopes**

- ▶ **04-9021**
Kaltlicht-Rektoskopkopf mit
Zweiwegehahn, Anschluss Wolf
- ▶ **04-903**
Griff zu Kaltlicht-Rektoskopkopf
04-9021
- ▶ **12-244H**
Adapter für Rektoskope zum Anschluss
von Storz-, Olympus-, Kaltlichtkabel

Fibre optic-Rectoscope head with two
way stop cock, connector type Wolf

Handle for fibre optic-Rectoscope
head 04-9021

Adapter for rectoscopes to connect
fibre optic cable type Storz, Olympus,
Aesculap



12-244H

04-9021

04-903

Rektoskop-Tuben
Rectoscope-Tubes

Länge/ Length mm	ø mm	Tubus/ Tubes	Mandrin/ Obturator Art.-Nr.	F/O Lichtträger/ Light guide Art.-Nr.
200	20	04-907	04-920	04-915
250	20	04-908	04-921	04-916
300	20	04-909	04-922	04-917
200	15	04-911KL mit Mandrin/with Obturator		04-915



04-907 + 04-920



04-921



04-915

**Tuben für
Rekto-Proktoskope**
**Tubes for
Recto-Proctoscopes**

- ▶ **05-602**
Konischer Tubus mit Seitenfenster,
ø 18:24 mm, Nutzlänge 75 mm
- ▶ **05-606**
Anoskop mit Mandrin, ø 21 mm,
Nutzlänge 80 mm

Conical tube with lateral fenestra,
ø 18:24 mm, working length 75 mm

Anoscope with obturator, ø 21 mm,
working length 80 mm



05-602



05-606

Rektoskop-Zubehör
Rectoscope-accessories

- ▶ **04-905**
Teleskop-Optik
- ▶ **04-904**
Verschlussdeckel
- ▶ **04-918**
Doppelgebläse mit Luer-Lock
- ▶ **12-105K**
Koffer für Rektoskope

Telescope optic

Cover

Double blower with Luer-Lock

Case for rectoscopes



04-905



04-904



04-918

Zangen, Sonden, Sauger Forceps, Probes, Tubes
Zangen
Forceps

- | | |
|--|--|
| ▶ 05-919
Biopsiezange nach Strauß, Länge 40 cm | Biopsy forceps by Strauß, length 40 cm |
| ▶ 05-920
Fremdkörperzange nach Strauß, Länge 40 cm | Foreign body forceps by Strauß, length 40 cm |
| ▶ 05-921
Tupferträger, Länge 40 cm | Sponge carrier, length 40 cm |
| ▶ 05-921B
Tupferträger, Länge 20 cm | Sponge carrier, length 20 cm |



05-922



05-919



05-920

Tastsonden und Saugrohre für Rektum
Probes and Suction Tubes

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ▶ 05-930
Larry Rektal-Sonde, 15 cm, biegsam | Larry rectal probe, 15 cm, flexible |
| ▶ 05-935
Pratt Cystikus Haken, 22 cm, Fig. 1 | Pratt crypt hook, 22 cm, Fig. 1 |
| ▶ 05-936
Pratt Cystikus Haken, 22 cm, Fig. 2 | Pratt crypt hook, 22 cm, Fig. 2 |
| ▶ 05-937
Pratt Cystikus Haken, 22 cm, Fig. 3 | Pratt crypt hook, 22 cm, Fig. 3 |
| <i>weitere Sonden auf Anfrage</i> | <i>more probes on request</i> |



05-921



05-930



Fig. 1

05-935



Fig. 2

05-936



Fig. 3

05-937

