

Thermokaustik

Thermo Cautery



Batterie-Kauter	Battery-Cautery
Netzgerät für Kaustik	Cautery Transformer
Kautergriffe	Cautery handles
Platin-Iridium-Brenner	Tips of Platinum-Iridium
Brenner für den Einmalgebrauch	Disposable Tips



Batterie-Thermokauter

Einsatz für kleine chirurgische Eingriffe an Hautoberflächen in der allgemeinen Chirurgie, HNO und Dermatologie, Blutstillung, kleine Schnitte unter Koagulation (z. B.: gestielte Hautveränderungen, Hautanhängsel, Papillome, Hämangiome, Abzessinzisionen), Condylome, Rhinoplastik, etc

Battery-Cautery

Thermal cautery can be used for small surgical operations on the skin surface in the fields of general surgery, ENT and dermatology. It is usually used for haemostasis, smaller cuts with coagulation (e.g. fibromas, papillomas, infantile haemangiomas and incision of an abscess), condyloma, and rhinoplasty.

Batterie-Kauter-Set

09-305

Hochtemperatur Batterie-Kauter (ca. 1000 °C) mit fünf Platin-Iridium-Brennern (Art.-Nr. 09-501 bis 09-505) und 2 Batterien „Typ AA“ in Kassette.

Battery Cautery Set

High temperature Battery Cautery Set (about 1000 °C) with five platinum-iridium tips (Art.-no. 09-501 to 09-505) and 2 batteries "type AA" in plastic case.

09-304

wie 09-305 jedoch mit einer Batterie „Typ AA“ für Niedrigtemperatur (ca. 500 °C).

same as 09-305 but only one battery "type AA" for low temperature (about 500 °C)

09-302

Hochtemperatur Batterie-Kauter (ca. 1000°C) mit zwei Platin-Iridium-Brennern (Art.-Nr. 09-501 und 09-502) und zwei Batterien „Typ AA“ in Kassette.

High temperature Battery Cautery Set (about 1000 °C) with two platinum-iridium tips (Item-no. 09-501 and 09-502) and 2 batteries "type AA" in plastic case.

09-301

wie 09-302 jedoch mit einer Batterie „Typ AA“ für Niedrigtemperatur (ca. 500 °C).

same as 09-302 but only one battery "type AA" for low temperature (about 500 °C)

Griffe für Batterie-Kauter

09-406

Batteriegriff für Hochtemperatur Batterie-Kauter (bis ca. 1000 °C)

Handles for Battery Cauteries

Battery Handle for high temperature Battery Cautery (up to about 1000 °C)

Niedrigtemperatureinsatz

90-9901

für Niedrigtemperatur Batterie-Kauter (bis ca. 500 °C)

Insert für low temperature

for low temperature Battery-Cautery (up to about 500 °C)

Platin-Iridium Brenner

(wiederverwendbar, autoklavierbar)

Platinum-Iridium Tips

(reusable, autoclavable)

▶ **09-501** Fig. A, Gesamtl. ca. 30 mm

Fig. A, length about 30 mm

▶ **09-502** Fig. L, Gesamtl. ca. 30 mm

Fig. L, length about 30 mm

▶ **09-503** Fig. C, Gesamtl. ca. 30 mm

Fig. C, length about 30 mm

▶ **09-504** Fig. P, Gesamtl. ca. 30 mm

Fig. P, length about 30 mm

▶ **09-505** Fig. E, Gesamtl. ca. 30 mm

Fig. E, length about 30 mm



09-305



09-406



09-501

09-502

09-503

09-504

09-505

Akku-Thermokauter

Kabelloses Kautersystem für kleine chirurgische Eingriffe: Hochleistungsakku, handlich, leicht, breite Palette langlebiger Platin-Brenner. Griff und Brenner autoklavierbar.

Achtung: Brenner 09-508,..., 09-510 nur für Kurzzeitgebrauch.

Rechargeable Cautery

Wireless Cautery System for minor surgery: rechargeable battery pack, wireless, handy, lightweight, wide range of long lasting platinum-tips. Handle and Tips autoclavable.

Attention: The Tips 09-508,..., 09-510 are only for short time use!



10-09406



09-315

Akku-Kauter-Set

09-312

Akkukauterset: Steckerladegerät, 4x Akku, Handgriff, 2 Brenner (09-501, 09-502)

Rechargeable Cautery Set

Cautery set: wall plug charger, 4x rechargeable battery, handle, 2 tips (09-501, 09-502)



09-406

09-315

Wie 09-312 aber mit 5 Brennern (09-504, 09-507, 09-508, 09-509, 09-510)

Same as 09-312 but with 5 Tips (09-504, 09-507, 09-508, 09-509, 09-510)



A

L

C

P

E

09-501

09-502

09-503

09-504

09-505

Einzelteile und Zubehör

09-406

Griff für Akku-Kauter, ohne Akku

Spare parts and accessories

Handle without rechargeable battery

90-99833

Akku für Kautergriff 09-406 (2x erforderlich)

Rechargeable Battery (2x needed)

10-09406

Ladegerät für 4x Akku AA

Charger for 4x AA rechargeable battery



K

A

G

E

09-507

09-508

09-509

09-510

Platin-Iridium Brenner

- ▶ **09-507** Fig. K, medium, ca. 30 mm
- ▶ **09-508** Fig. A, stark, ca. 30 mm
- ▶ **09-509** Fig. G, stark, ca. 30 mm
- ▶ **09-510** Fig. E, stark, ca. 30 mm

auf Nachfrage:

- ▶ **09-5221** Fig. A, stark, ca. 115 mm
- ▶ **09-5225** Fig. E, stark, ca. 115 mm
- ▶ **09-5226** Fig. G, stark, ca. 115 mm
- ▶ **09-5227** Fig. K, stark, ca. 115 mm

Tips of Platinum-Iridium

- Fig. K, medium, ca. 30 mm
- Fig. A, strong, ca. 30 mm
- Fig. G, strong, ca. 30 mm
- Fig. E, strong, ca. 30 mm

on request:

- Fig. A, strong, ca. 115 mm
- Fig. E, strong, ca. 115 mm
- Fig. G, strong, ca. 115 mm
- Fig. K, strong, ca. 115 mm



09-5221



09-5225



09-5226



09-5227

Platin-Iridium-Brenner
Platin-Iridium Tips
Brenner L = 3 cm
Tips L = 3 cm

▶ 09-508	Form A – 30 mm	Shape A – 30mm
▶ 09-510	Form E – 30 mm	Shape E – 30 mm
▶ 09-509	Form F – 30 mm	Shape F – 30 mm

Brenner L = 5 cm
Tips L = 5 cm

▶ 09-5201	Form A – 50 mm	Shape A – 50 mm
▶ 09-5203	Form C – 50 mm	Shape C – 50 mm
▶ 09-5204	Form D – 50 mm	Shape D – 50 mm
▶ 09-5205	Form E – 50 mm	Shape E – 50 mm
▶ 09-5206	Form F – 50 mm	Shape F – 50 mm
▶ 09-5207	Form G – 50 mm	Shape G – 50 mm
▶ 09-5211	Form L – 50 mm	Shape L – 50 mm
▶ 09-5212	Form M – 50 mm	Shape M – 50 mm

Brenner L = 10 cm
Tips L = 10 cm


▶ 09-5221	Form A – 100 mm	Shape A – 100 mm
▶ 09-5223	Form C – 100 mm	Shape C – 100 mm
▶ 09-5225	Form E – 100 mm	Shape E – 100 mm
▶ 09-5227	Form G – 100 mm	Shape G – 100 mm
▶ 09-5230	Form K – 100 mm	Shape K – 100 mm
▶ 09-5232	Form M – 100 mm	Shape M – 100 mm

Brenner L = 15 cm
Tips L = 15 cm

▶ 09-5241	Form A – 150 mm	Shape A – 150 mm
▶ 09-5243	Form C – 150 mm	Shape C – 150 mm
▶ 09-5245	Form E – 150 mm	Shape E – 150 mm
▶ 09-5251	Form L – 150 mm	Shape L – 150 mm
▶ 09-5252	Form M – 150 mm	Shape M – 150 mm



09-5201 / Form A – 50 cm



09-5212 / Form M – 50 cm



09-5221 / Form A – 100 cm



09-5232 / Form M – 100 cm



09-5241 / Form A – 150 cm



09-5252 / Form M – 150 cm

