

LED-Stirnleuchte Clar

LED-Headlight Clar

Klassische Standard-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-Ø55mm und innovativer LED-Technologie. Leichtes, komfortables Model mit Batteriebox hervorragend auch für mobile Anwendungen.

Classical standard headlight by Clar with mirror-Ø 55mm and LED-technology. Light weight, comfortable headlight with battery box especially for mobile use.

Unsere Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe Qualität, **hohe Lebensdauer** und ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis aus. Die **optimale Lichtausbeute** und der **homogene Lichtfleck** in Blickrichtung werden durch den speziell geformten Spiegel und eine **Silberbeschichtung** in Abstimmung mit den

hervorragenden Leuchteigenschaften der LED erreicht. Auch tiefe Körperhöhlen können so optimal ausgeleuchtet werden. Der **Lichtfleck** ist **fokussierbar**.

Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet den Einsatz mit einer sehr komfortablen Batteriebox. Damit wird dem Anwender ein **Höchstmaß an Mobilität** ermöglicht. Das **geringe Gesamtgewicht** und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**.

Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sind **geringe Betriebskosten** garantiert.

Modelle:

08-13110 Stirnleuchte mit Batteriebox
08-13150 Stirnleuchte für Netzbetrieb

Technische Daten

Gesamtgewicht: 185 g (ohne Batteriebox)

Ersatzteile:

Spiegel: 08-124, Spiegel-Ø ca. 55 mm
Stirnband: 08-131R, ergonomisch, weitenverstellbar, Schaumpolster

Stromversorgung:

für 08-13110 Batteriebox 08-205-710
3x Batterie Größe AA, 4,5 V
für 08-13150 Steckertrafo
230 V

LED-Ersatzlampe

99-13192 LED-Replacement, 4,5V/4000K
99-13194 LED-Replacement, 4,5V/6000K



This headlight provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The conspicuous **intensive and white light** is provided by a novel High power LED. The special high efficiency lenses focus the light to a **variable concentrated spot**. A com-

fortable battery box is included. That means the **highest maximum mobility** and **hands-free illumination** to the user. Because of the **low total weight** and the ergonomic bolstered headband it is a **pleasure to wear** this headlight also for long times.

LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology.

To turn the headlight on or off you have switch at the battery box. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position.

Models:

08-13110 Head light with Batteriebox
08-13150 Head light for mains power

Technical data

Total weight: 185 g (without battery box)

Spare parts:

Mirror: 08-124, mirror-Ø approx.55 mm
Headband: 08-131R, ergonomic, adjustable, bolstered

Power supply:

for 08-13110 Battery box 08-205-710,
3x batteries size AA, 4.5 V
for 08-13150 Power adaptor
230 V

LED Replacement

99-13192 LED-Replacement, 4,5V/4000K
99-13194 LED-Replacement, 4,5V/6000K