

# LED-Mikro-Stirnleuchte LED-Micro-Headlight

**Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit modernem LED-Licht. Superleichtes, komfortables Modell mit Miniatur-Batteriebox hervorragend auch für mobile Anwendungen.**

Diese Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre unvergleichliche Mobilität, ihre gute **Lichtausbeute** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** mit weißen Licht, wird durch eine

neuartige **LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem **variablen Spot** gebündelt. Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet den Einsatz mit einer sehr komfortablen Batteriebox. Damit wird dem Anwender ein **Höchstmaß an Mobilität** ermöglicht. Das **geringe**

**Gesamtgewicht** und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sind außerdem gewöhnlich lange Batterielebensdauer und somit **geringe Betriebskosten** garantiert.

Die Stirnleuchte wird an der Batteriebox ein- bzw. ausgeschaltet. Durch die miniaturisierte Optik und die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender das Licht schattenfrei in tiefen, engen Gebieten (Ohr, Nase,...) einstellen.

## Technische Daten:

Artikelnummer: 08-770W (warmweißes Licht)  
08-770 (kaltweißes Licht)  
Gesamtgewicht: 156 g  
Stromversorgung: 3x Mignon (AA) Batterie  
Betriebsdauer: ca. 3,5 h  
Stirnband: ergonomisch, weitenverstellbar, gepolstert  
Lichtaustritt: fokussierbar  
Leuchtfeld-ø: 40...60 mm (Arbeitsabstand 30 cm)  
**LED**  
Farbtemperatur: ca. 3.000K (warmweiß für bessere Farbwiedergabe)  
ca. 6.500K (kaltweiß, heller)

**High performance, focusable headlight with modern LED-light. Extremely light weight, comfortable headlight with small battery box and long battery lifetime.**

This headlight provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive white light** is provided by a new high efficient LED. The special high quality lenses focus the light to a

**continuously, variable**

**concentrated spot.**

The powerful but economically LED gives a long operation time using a **miniature battery box using standard AA batteries.**

That means a **maximum mobility** and **hands free illumination.**

The **light weight** and the ergonomic

bolstered headband are **comfortable to wear** even for long periods.

LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology.

To turn the headlight on or off there is a switch at the battery box. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any position for shadow free illumination. The very compact light head affords a restriction free optimal view.

## Technical data:

Item code: 08-770W warmwhite light  
08-770 cool white light  
Total weight: 156 g  
Power supply: 3x batteries size AA  
Operation time: approx. 3,5 h  
Headband: ergonomic, adjustable, bolstered  
Light outlet: focusable  
Spot size range: 40...60 mm (working dist. 30 cm)  
**LED**  
Colour temperature: approx. 3.000K (warmwhite; higher CRI for better colours)  
approx. 6.500K (cool white; more brightness)