

Kabellose OP-LED-Stirnleuchte Wireless OT-LED-Headlight



Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs- LED. Durch den am Kopfband integrierten Li-Ionen-Akku ist dieses leichte, komfortable Modell für mobile Anwendungen besonders geeignet.

High performance, focusable headlight with power white light solid state lamp. Wireless, Light weight, comfortable headlight with modern Li-Ion rechargeable battery pack at the headband. Especially suitable for mobile use.

Unsere kabellose Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre **hohe Lichtleistung**, ihre gute **Lichtausbeutung** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** wird durch eine hochwertige **Power-LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem **variablen Spot** mit kaltweißem Licht gebündelt. Der Spot ist auch mit warmweißen Licht lieferbar (bitte bei Bestellung angeben). Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sowie durch die moderne Lithium-Ionen-Technologie sind **geringe Betriebskosten** garantiert.

08-795-S



Our wireless LED-headlight provides a **high light emission**, **long lasting operation** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive and homogeneous illumination** is provided by a modern **high power LED**. The special high efficiency lenses focus the light to a **variable concentrated cold white spot**.(or warm white light spot on request).

Das **geringe Gesamtgewicht** und der mit Leder gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Das Ladegerät kann mit Steckeradaptern Typ EU, UK und USA geliefert werden.

LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state lamps and the modern Lithium-Ion technology. Because of the **low total weight** and the ergonomic leather bolstered headband it is a **pleasure to wear** this headlight also for long times.

The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position for a restriction free optimal view.

The charger is available with connector type EU, UK and USA.

Artikelnr.	Stirnband
08-790-W	weiß, ohne Kopfbügel
08-790-S	schwarz, ohne Kopfbügel
08-795-W	weiß, mit Kopfbügel
08-795-S	schwarz, mit Kopfbügel
10-10795	Ladegerät Li-Ion inkl. Adapter EU, UK oder US
08-335-P	Ersatzpolster

Item code	Headband
08-790-W	white, without headband
08-790-S	black, without headband
08-795-W	white, with headband
08-795-S	black, with headband
10-10795	charger Li-Ion incl. plug EU or UK or US
08-335-P	Bolster

Technische Daten:

Gesamtgewicht: 350 g (mit Akkupack am Stirnband)
 Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG
 Klassifikation: 1 M gemäß EN 60825-1
 Stromversorgung: Li-Ion Akku, 700 mA
 Ladezeit: ca. 4 h bei vollständiger Entleerung
 Betriebsdauer: ca. 3,5 h
 Arbeitsabstand: 20...60 cm
 Lichtaustritt: fokussierbar
 Leuchtfeld-Ø: 8...115 mm

Arbeitsabstand	20 cm	30 cm	60 cm
Leuchtfeld-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115mm

LED	Power-LED, weiß
Farbtemperatur:	ca. 6.000 K (warmweiß ca. 2.900 K)
Leistung:	3 Watt

Technical data:

Total weight: 350 g (with Power pack on headband)
 Classification: Class I (according to annex IX of directive 93/42/EEC)
 Classification: 1 M according EN 60825-1
 Power supply: Li-Ion Power pack, 700 mA
 Charging period: approx. 4 h at fully discharge
 Operation time: approx. 3.5 h
 Working distance: 20...60 cm
 Light outlet: focusable
 Spot size range: 8...115 mm

working distance	20 cm	30 cm	60 cm
spot-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115 mm

LED	Power-LED, white
Colour temperature:	approx. 6.000 K (warm white 2800 K)
Power:	3 Watt