

Schutzschild für Stirnleuchten



- ✓ Mehr Sicherheit während der Behandlung
- ✓ Passt für *Faromed* Stirnleuchten*
- ✓ Klettbefestigung für Stirnleuchten anderer Marken
- ✓ Made in Germany

Einfache Befestigung mit den Druckknöpfen des vorhandenen oder mitgelieferten Stirnpolsters

Leichtgewichtiges Material mit hoher Lichtdurchlässigkeit

Polster mit semipermeabler Oberfläche: hohe Feuchtigkeitsaufnahme für eine trockenere Stirn und hohen Tragekomfort.

Klettbefestigungen ermöglichen das Anbringen auch an Stirnleuchten ohne angeknöpftes Polster und an Stirnleuchten ähnlicher Bauart anderer Marken.

*passt nicht zu Faromed Modellen: 08-137, 08-315, 08-317, 08-325, 08-327

Artikelnummer: 08-795-FS Basis-Set
Inhalt: 5x Schutzschild, 1x Polster 08-335P4, 20x Klettunkte

Artikelnummer: 08-795-FS-ER Ersatzfolien
Inhalt: 5x Schutzschild, 20x Klettunkte



Faromed GmbH Medizintechnik
Saalmanstraße 9
D-13403 Berlin
Germany

Tel.: +49 (0)30/417 097 45

E-Mail: info@faromed.de

www.Faromed.de