

Akku-LED-Mikro-Stirnleuchte

LED-Micro-Headlight, rechargeable



Leistungsstarke, fokussierbare LED-Stirnleuchte. Leichtes, robustes und komfortables Modell mit LiPo-Akku für mobilen Einsatz.

Diese Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre unvergleichliche Mobilität, ihre gute Lichtausbeute sowie eine einfache und bequeme Handhabung aus. Die auffallend intensive und Ausleuchtung mit weißem Licht, wird durch eine leistungsfähige LED erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem variablen Spot gebündelt. Mit dem leistungsfähigen Akku wird dem Anwender ein Höchstmaß an Mobilität ermöglicht. Das geringe Gesamtgewicht und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft hohen Tragekomfort. Die Langlebigkeit der LED und deren hoher Energieeffizienz sorgen für eine lange Batterielebensdauer.

Durch die miniaturisierte Optik und die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender das Licht schattenfrei in tiefen, engen Gebieten (Ohr, Nase,...) einstellen.

Technische Daten:

Artikelnummer: 08-778
Ersatzakku: 08-205-815
Gesamtgewicht: 180 g
Stromversorgung: LiPo-Akku
Ladegerät: 10-10778
Betriebsdauer: ca. 3,5 h
Stirnband: ergonomisch, weitenverstellbar, gepolstert
Lichtaustritt: fokussierbar
Leuchtfeld-Ø: 40...60 mm (Abstand 30cm)
Beleuchtungsstärke 45.000 Lux (Abstand 30cm)
LED
Farbtemperatur: ca. 6.500K

High performance, focusable LED headlight. Light weight, robust and comfortable headlight rechargeable LiPo battery.

This headlight provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive white light** is provided by high efficient LED. The special high quality lenses focus the light to a **continuously, variable concentrated spot**. The powerful but economically LED gives a long operation time using a **standard rechargeable battery**. That means a **maximum mobility** and

hands free illumination.

The **light weight** and the ergonomic bolstered headband are **comfortable to wear** even for long periods. LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any position for shadow free illumination. The very compact light head affords a restriction free optimal view.

Technical data:

Item code: 08-778
LiPo battery 08-205-815
Total weight: 180 g
Power supply: LiPo rechargeable battery
Charger 10-10778 (included)
Operation time: approx. 3,5 h
Headband: ergonomic, adjustable, bolstered
Light outlet: focusable
Spot size range: 40...60 mm (working dist. 30 cm)
Light intensity 45.000 Lux (working dist 30cm)

LED

Colour temperature: approx. 6.500K

