

LED-Stirnleuchte mit Ladeständer oder Wandhalter

Benutzerfreundliche, leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer Hochleistungs-LED und „Auto-Switch-Funktion“ mit Ladeständer oder Wandhalter. Mit dem am Kopfband integrierten Li-Ion-Akku ist dieses leichte, komfortable Modell für mobile Anwendungen besonders geeignet.

Die kabellose Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre **hohe Lichtleistung**, ihre gute **Lichtausbeute** und eine **benutzerfreundliche, bequeme Handhabung** aus. In Verbindung mit der Ladestation schaltet sich die Stirnleuchte **automatisch ein** (beim Aufsetzen der Stirnleuchte) und **aus** (beim Laden). Dabei wird der Akku auf dem Ständer automatisch wieder aufgeladen. Mit hoher Energieeffizienz sowie durch die moderne Lithium-Polymer-Technologie sind **geringe Betriebskosten** garantiert. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Das Ladegerät kann mit Steckeradaptern Typ EU, UK und USA geliefert werden.

Technische Daten:

08-795A-S	Schwarze Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion, Ladegerät, ohne Ladeständer
08-795AL-S	Schwarze Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion, Ladegerät und Ladeständer
08-795ALW-S	Schwarze Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion, Ladegerät und Wandhalter
10-10795	Ladegerät Li-Ion inkl. Adapter EU oder UK oder US
10-11795	Ladeständer
10-11795-K	Wandhalter

08-335P Ersatzpolster

Gesamtgewicht:	350 g (mit Akkupack am Stirnband)
Klassifikation:	Klasse I gemäß EU 2017/745 (MDR)
Klassifikation:	1 M gemäß EN 60825-1
Stromversorgung:	Li-Ion Akku, 700 mA


Ladezeit:	ca. 4 h bei vollständiger Entleerung		
Betriebsdauer:	ca. 3,5 h		
Arbeitsabstand:	20...60 cm		
Leuchtfeld-Ø:	8...115 mm		
Arbeitsabstand	20 cm	30 cm	60 cm
Leuchtfeld-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115mm
Farbtemperatur:	ca. 6.000 Kelvin		
Leistung:	3 Watt		
Arbeitsabstand	20 cm	30 cm	60 cm
LUX	67.000	27.000	7.000



08-795A-S
Stirnleuchte



10-11795
Ladeständer
(mit Stirnleuchte
08-795A-S)



10-11795-K
Wandhalter



10-11795-K
Wandhalter
(mit Stirnleuchte
08-795A-S)

LED-Head light with charging stand or wall holder

High performance, focusable headlight with powerful LED light and user-friendly “auto switch function” with charging stand. Wireless, light weight, comfortable headlight with modern Li-Ion rechargeable battery pack at the head- band. Best application for mobile use.

Our wireless LED-headlight provides a **high light emission, long lasting operation** as well as a simple **user- friendly and comfortable handling**. LED headlight combined with our charging stand **switches automatically on** (by removal of the headlight) and **off** (by state of charge). It charges by itself in case of need the Li-Ion rechargeable battery. LED-headlight offers **the best cost and benefit** because of the typical long life and power efficiency by solid-state lamps and the modern Lithium-Polymer-technology. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any position for optimal views. The charger is available with connector type EU, UK and USA.

Item codes / Technical data:

08-795A-S	Black auto switch headlight, incl. charger, without charging stand
08-795AL-S	Black auto switch headlight, incl. charger and charging stand
08-795ALW-S	Black auto switch headlight, incl. charger and wall holder
10-10795	Charger Li-Ion incl. plug EU or UK or US
10-11795	Charging stand
10-11795-K	Wall holder
08-335P	Bolster

Total weight:	350 g (with Power pack on headband)
Classification:	class I according to (EU) 2017/745 (MDR)
Classification:	1 M according EN 60825-1
Power supply:	Li-Ion Power pack, 700 mA
Charging period:	approx. 4h at fully discharge
Operation time:	approx. 3.5 h
Working distance:	20...60 cm
Spot size range:	8...115 mm


Working distance	20 cm	30 cm	60 cm
Spot size-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115mm
Colour temperature:	approx. 6.000 Kelvin		
Power:	3 Watt		
Working distance	20 cm	30 cm	60 cm
LUX	67.000	27.000	7.000



08-795A-S
Headlight



08-795AL-S
Set with
Charging stand
10-11795
and head light
08-795A-S



10-11795-K
Wall holder



08-795ALW-S
Set with wall holder
10-11795-K and head
light 08-795A-S